

MIRAX AIR ODORIZADOR

Descrição:

Produto desenvolvido para odorizar diversos tipos de ambientes. Sua fragrância exclusiva, de alta fixação e durabilidade, tornam o produto eficaz na perfumação do ambiente por muito mais tempo.

Características do produto:

- Produto pronto uso;
- Pode ser aplicado em todos os tipos de ambientes, mesmo em cozinhas;
- Efeito Long Lasting – Longa duração no ambiente;

Indicação de uso:

Sua fragrância exclusiva, de alta fixação e durabilidade, permitem a aplicação em diversos ambientes proporcionando agradável bem estar. Ideal para locais como cinema, casa noturna, teatro, hotéis, motéis, sanitários, etc.

Modo de Uso:

Produto pronto uso. Utilizando um pulverizador sprayer, pulverizar o produto no ambiente ou diretamente no local desejado.

Dados físico-químicos:

Aparência	Líquido translúcido
Odor	Amadeirado Bamboo Flores - Floral Fresh - Citrus
pH, a 25°C	7,00 – 9,00
Porcentagem de ativos, %.	13 - 16
Densidade, g/mL a 25°C	0,940 – 0,970
Inflamabilidade	Não Inflamável

Apresentação:

Produto disponível em frascos de 500mL.

Precauções de uso:

CONSERVE FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMESTICOS.

Evite o contato repetido e prolongado com a pele. Depois de utilizar esse produto, lave e seque as mãos.

Atenção: Não ingerir, evite aspiração, contato com os olhos. Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente com água em abundância por 15 minutos. Persistindo a irritação, procure auxílio médico. Em caso de ingestão, não provoque vômito, consulte imediatamente um Centro de Intoxicações ou Serviço de Saúde mais próximo. Sempre que possível leve o rótulo ou embalagem do produto. Não administre nada por via oral a uma pessoa inconsciente. Se inalado em excesso, remover a pessoa para local bem ventilado. Não misturar com outros produtos.



Cuidados de conservação:

Este produto deve ser mantido em sua embalagem original e fechado. Conserve o produto em local seco ao abrigo do sol. Não utilize a embalagem vazia para outros fins. Lave com bastante água corrente os objetos e utensílios utilizados como medida antes de reutilizá-los.

Prazo de validade:

24 meses a partir da data de fabricação.